



Krem do terapii Tecar FIAB + 5 kompletów elektrod samoprzylepnych (5x5cm)
GRATIS

63,50 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Opis produktu:

Krem do terapii Tecar 1000 ml

- Krem do zabiegów RF marki FIAB.
- Stosowanie kremu podczas sesji RF pozwala na zmniejszenie impedancji kontaktowej pomiędzy sondą a skórą
- Pojemność: 1000 ml
- Krem + pompka

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

