

Galaxy Mercury S4.F0

6 223,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Galaxy Mercury S4.F0, 4-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji



Opis produktu:

- **Typ ramy dolnej - F0: Rama F0 posiada 2 gumowe stopki i 2 małe kółka, ułatwiające transport stołu. System jest rekomendowany dla osób, które rzadko przestawiają stół,**
- 4-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,
- łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- SmartS4Arms - płynna, bezśrubowa regulacja boczków zagłówka, oparta o mechanizm przesuwany z blokadą. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem boczków zagłówka w czasie terapii,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych obniża hałas przy regulacji wysokości,
- Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System służy zwiększeniu bezpieczeństwa nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
- zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,
- gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 2

Specyfikacja techniczna

ilość sekcji 2 wysokość 50-101 cm długość 202-205 cm szerokość 64 cm waga 115 kg maksymalne obciążenie dynamiczne do 200 kg regulacja zagłówek od - 70 do +40 regulacja wysokości elektryczna za pomocą ramy wokół stołu

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: meden@meden.com.pl

Telefon: +48 94 347 10 43

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

