

Galaxy Saturn P3.F0

7 859,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Galaxy Saturn P3.F0, 3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji



Opis produktu:

- **Typ ramy dolnej - F0:** Rama F0 posiada 2 gumowe stopki i 2 małe kółka, ułatwiające transport stołu. System jest rekomendowany dla osób, które rzadko przestawiają stół,
- **Funkcja Pivot** umożliwia elektronicznie sterowaną regulację części środkowej leżyska za pomocą 2 przełączników po obu stronach stołu. System pozwala na dynamiczną modyfikację pozycji pacjenta bez opuszczania stołu.
- 3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,
- łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do +90°),
- regulacja kąta uniesienia sekcji środkowej od 0° do +24°,
- uchwyt blokady położenia zwalniający system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępny z obu stron stołu,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych obniża hałas przy regulacji wysokości,
- Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System służy zwiększeniu bezpieczeństwa nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
- zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,
- gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 3

Specyfikacja techniczna

ilość sekcji 3 wysokość 50-101 cm długość 202-205 cm szerokość 64 cm waga 115 kg maksymalne obciążenie dynamiczne do 200 kg regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej od -70° do +40° regulacja kąta uniesienia sekcji środkowej od 0° do +24° regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych od 0° do +90°

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: meden@meden.com.pl

Telefon: +48 94 347 10 43

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

