

Kompres żelowy (48x18cm)

58,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-AC-RES-CHP48X18

Okłady schładzające lub ogrzewające stosowane w terapii wielu schorzeń.



Opis produktu:

Kompres żelowy 48x18 cm

- Okłady żelowe zapewniają do 30 minut terapii przy wykorzystaniu wilgotnego ciepła.
- Mogą być wykorzystane wielokrotnie. Są łatwe do podgrzewania i stosowania.
- Wykonane w postaci nietoksycznych przezroczystych woreczków z folii polietylenowej wypełnionych nietoksycznym organicznym żelem o wysokim współczynniku ciepła właściwego.

Podstawową zaletą jest długotrwałe oddawanie zakumulowanego zimna lub ciepła. Duże znaczenie ma również szeroki zakres temperatury pracy (-25°C do + 70°C).

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

