



CarePump Move6 aparat do drenażu limfatycznego - seria SPORT

5 130,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

CarePump Move6 aparat do drenażu limfatycznego - seria SPORT

Opis produktu:

Cechy aparatu CarePump Move6

- wielojęzyczne menu: czeski, angielski, hiszpański, francuski, węgierski, niderlandzki, polski, słoweński, chorwacki,
- Technologia SUPERFLOW: 5 poziomów szybkości napełniania komór dla większej skuteczności zabiegów,
- 6 różnych trybów pracy: poszczególne komory w mankietach napełniają się, utrzymują powietrze i opróżniają w różny sposób,
- programy masażu specjalnie przygotowane na potrzeby sportowców oraz osób, które zmagają się z problemem obrzęków lub chcą działać profilaktycznie.
- Certyfikat Polskiego Towarzystwa Limfologicznego
- Polska produkcja i serwis
- stały pomiar ciśnienia w mankietach

Aparat jest dedykowany dla:

- sportowców,
- klientów indywidualnych do użytku domowego,
- fizjoterapeutów mobilnych.

Wskazania do stosowania

- leczenie fizykalne stanów pourazowych,
- profilaktyka niewydolności układu krążenia oraz układu limfatycznego,
- schorzenia powodujące obrzęki,
- niewydolność limfatyczna po mastektomii,
- uczucie "ciężkich nóg",
- cellulit,
- wysięki,
- zapobieganie i profilaktyka w leczeniu otyłości i nadwagi,
- przebyte choroby zakaźne (w celu wzmocnienia organizmu i usunięcia toksyn),
- przyspieszenie absorpcji krwiaków czy siniaków poprzez stymulację mikrokrążenia.

Gwarancja: 2 lata

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Obsługiwane mankiety 6- komorowe Typ mankietów overlapping, fishbone Ciśnienie 20-220 mmHg (precyzyjna regulacja co 1 mmHg) Indywidualne ciśnienie w każdej komorze TAK PROGradient System TAK Liczba programów zabiegowych 6 SUPERFLOW regulacja tempa zabiegu 1-5 Czas zabiegu 1-120 minut Praca urządzenia na zasilaniu sieciowym TAK Wyświetlacz 7" kolorowy, dotykowy, LCD Wymiary 29x13x13 cm Waga 2,8 kg Wymienny akumulator TAK Czas pracy na baterii 4 godziny

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: BardoMed Sp. z o.o.

Adres: ul. Studzienki 55, 32-085 Modlnica, Polska

Email: biuro@bardomed.pl

Telefon: 721 121 314

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

