



TERAPEUTA M-S7.F0

8 163,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół do masażu i rehabilitacji - siedmiosekcyjny (Terapeuta M-S7.F0) jest to stół na ramie z elektryczną regulacją wysokości.

Opis produktu:

Typ ramy dolnej - F0: Rama F0 posiada 2 gumowe stopki i 2 małe kółka, ułatwiające transport stołu. System jest rekomendowany dla osób, które rzadko przestawiają stół

Stół do rehabilitacji przeznaczony do prowadzenia zabiegów masażu leczniczego w celu leczenia i łagodzenia urazów lub upośledzeń przez przywrócenie albo poprawę funkcji masowanych tkanek, narządów i układów.

- 7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,
- łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do $+40^{\circ}$),
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- Smart4Arms - płynna, bezśrubowa regulacja bocznych zagłówek, oparta o mechanizm przesuwany z blokadą. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem bocznych zagłówek w czasie terapii,
- opuszczane boczki sekcji środkowej z półautomatycznym systemem blokowania,
- regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do $+85^{\circ}$),
- uchwyt blokady położenia zwalniający system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępny z obu stron stołu,
- ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,
- 2-warstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia,
- malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
- zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 7

Układ jezdny: tak

Specyfikacja techniczna

ilość sekcji 7 kąt pochylenia zagłówek + 40/ - 70° kąt pochylenia sekcji środkowej brak kąt pochylenia podnóżka (sekcja tylna) + 85/ - 0° regulacja wysokości 490 - 1010 mm długość 2050 mm szerokość 690 mm masa 114 kg maksymalne obciążenie 150 kg zasilanie 230 V/ 50 Hz

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:



