



TERAPEUTA M-P7.F0

9 580,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół do masażu i rehabilitacji - siedmiosekcyjny z Pivotem (Terapeuta M-P7.F0) jest to stół na ramie z elektryczną regulacją wysokości.

Opis produktu:

Typ ramy dolnej - F0: Rama F0 posiada 2 gumowe stopki i 2 małe kółka, ułatwiające transport stołu. System jest rekomendowany dla osób, które rzadko przestawiają stół

Stół rehabilitacyjny TERAPEUTA przeznaczony do prowadzenia zabiegów masażu leczniczego w celu leczenia i łagodzenia urazów lub upośledzeń przez przywrócenie albo poprawę funkcji masowanych tkanek, narządów i układów.

- 7-sekcyjny stół do masażu z pozycją pivota,
- pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu,
- regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- Smart4Arms - płynna, bezśrubowa regulacja bocznych zagłówka, oparta o mechanizm przesuwany z blokadą. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem bocznych zagłówka w czasie terapii,
- opuszczane boczki sekcji środkowej z półautomatycznym systemem blokowania,
- regulacja sekcji nożnej przy pomocy sprężyny gazowej (od 0° do +85°),
- uchwyt blokady położenia zwalniający system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępny z obu stron,
- system profili aluminiowych zwiększający stabilność sekcji nożnej,
- umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,
- 2-warstwowa tapicerka,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo, stalowa rama,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych obniża hałas przy regulacji wysokości,
- Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
- zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,
- gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 7

Pivot: tak

Specyfikacja techniczna

ilość sekcji 7 kąt pochylenia zagłówek +40/-70° kąt pochylenia sekcji środkowej +0/+30° kąt regulacji sekcji nożnej 0/+85° regulacja wysokości 51-99 cm długość 205 cm szerokość 69/80 cm masa 115 kg maksymalne obciążenie 225 kg zasilanie 230 V/ 50 Hz

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:



