



TERAPEUTA M-P5.F0

8 849,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół do masażu i rehabilitacji - pięciosekcyjny z Pivotem (Terapeuta M-P5.F0) jest to stół na ramie z elektryczną regulacją wysokości.

Opis produktu:

Typ ramy dolnej - F0: Rama F0 posiada 2 gumowe stopki i 2 małe kółka, ułatwiające transport stołu. System jest rekomendowany dla osób, które rzadko przestawiają stół

Stół do rehabilitacji przeznaczony do prowadzenia zabiegów masażu leczniczego w celu leczenia i łagodzenia urazów lub upośledzeń przez przywrócenie albo poprawę funkcji masowanych tkanek, narządów i układów.

- 5-sekcyjny stół do masażu z pozycją pivota,
- pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu,
- regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- Smart4Arms - płynna, bezśrubowa regulacja bocznych zagłówek, oparta o mechanizm przesuwany z blokadą. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem bocznych zagłówek w czasie terapii,
- łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy sprężyny gazowej (od 0° do +85°),
- uchwyt blokady położenia zwalniający system sprężyn gazowych sekcji nożnej,
- profile aluminiowe zwiększające stabilność sekcji nożnej,
- unikatowy design, np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówek poza światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,
- 2-warstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
- zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,
- gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm, umożliwiające wypoziomowanie stołu,

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 5

Pivot: tak

Specyfikacja techniczna

ilość sekcji 5 kąt pochylenia zagłówek -70/+40° kąt pochylenia sekcji środkowej 0/+30° kąt pochylenia podnóżka (sekcja tylna) 0/+85° regulacja wysokości 51- 99 cm długość 205 cm szerokość 69 cm waga 115 kg maksymalne obciążenie 225 kg zasilanie 230V/50Hz

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:



