



TERAPEUTA M-S5.F4

8 389,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół rehabilitacyjny TERAPEUTA M-S5.F4 jest przeznaczony do masażu i terapii manualnej. Używany do masażu leczniczego i rehabilitacji, z powodzeniem stosowany w różnych jej dziedzinach.

Opis produktu:

Typ ramy dolnej - F4: Rama posiada 4 unoszone koła kierunkowe z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 gumowe stopki. System pozwala na sprawne przemieszczanie stołu.

Stół do masażu i rehabilitacji TERAPEUTA M-S4.F4 używany do masażu leczniczego i rehabilitacji, z powodzeniem stosowany w różnych jej dziedzinach.

- 5-sekcyjny stół do masażu,
- regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do +85°),
- uchwyt blokady położenia zwalniający system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu,
- unikalny design, np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówek poza światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,
- tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo stalowa rama,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,
- gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,

Wykorzystane technologie

- Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego
- Hallotronic® - technologia która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości
- Smart4Arms - płynna, bezśrubowa regulacja bocznych zagłówek, oparta o mechanizm przesuwany z blokad. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem bocznych zagłówek w czasie terapii,

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna
Ilość sekcji: 4

Specyfikacja techniczna

ilość sekcji 5 kąt pochylenia zagłówek -70 /+40° kąt regulacji sekcji nożnej 0/+85° regulacja wysokości 47-95 cm
długość 205 cm szerokość 69/80 cm waga 115 kg maksymalne obciążenie 225 kg zasilanie 230V/50Hz

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: meden@meden.com.pl

Telefon: +48 94 347 10 43

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:



