

Bieżnia wodna FIZJOPET STANDARD

150 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Opis produktu:

Bieżnia dedykowana jest dla psów i kotów o maksymalnej wadze 100 kg. Dzięki opatentowanym rozwiązaniom, zapewniają Państwu minimalizowane kosztów eksploatacji z zakresie energii elektrycznej i zużycia wody oraz bezpieczeństwo użytkowania dzięki napędowi hydraulicznemu. Celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pacjentów jak i terapeutów bieżnie wodne FIZJOPET serii Standard i Comfort spełniają wszystkie wymagania stawiane wyrobom medycznym, potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez TÜV NORD.

- Zaawansowany, wydajny system filtracji
- Przeciwprąd
- Napęd hydrauliczny
- Bezpieczne szyby
- Pulpit z panelem LCD
- Zasilanie 400V
- Obsługa bez wchodzenia do wody
- Obsługa w pozycji wyprostowanej
- Wejście od góry, ruchoma podłoga

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

- Maksymalna waga pacjenta: 100 kg
- Maksymalna prędkość (km/h): 3,0
- Maksymalna głębokość zanurzenia pacjenta w wodzie (cm): 0-65
- Długość użyteczna taśmy (mm): 1460
- Szerokość taśmy (mm): 450
- Objętość użytkowa wody (l): 800
- Długość (mm): 1700
- Szerokość (mm): 670
- Wysokość (mm): 1170
- Masa własna (kg): 400
- Zakres nastaw temperatur wody (°C): 20-40

Wyposażenie

W zestawie znajduje się:

- Pokrowiec termiczny do bieżni MAC-BD
- Asekuracja sufitowa podstawowa
- Stół podnośny dla psów (zakres wysokości 300-1100mm) do bieżni wodnej MAC-BD
- Zestaw 3 kamizelek (kapoków) do bieżni wodnej FizjoPet
- Zestaw 4 uprząży do bieżni wodnej FizjoPet

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: HYCON Robert Andersohn

Adres: ul. Dębowa 43, 80-297 Banino, Polska

Email: hycon@hycon.pl

Telefon: +48 604 633 333

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

