

## PhysioGo 101A

6 750,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-UE-AST-PHG101A



### Opis produktu:

Model wyposażony w akumulator.

Urządzenie PhysioGo 101A umożliwia przeprowadzanie zabiegów z zakresu:

- elektroterapii.

### Dowiedz się więcej: PhysioGo 101A

### Cechy produktu:

Niezależne kanały zabiegowe: 2

Wyświetlacz: 7"

Test elektrod: tak

Tryb manualny: tak

Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie: tak

Baza wbudowanych programów zabiegowych: 69

Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych: 38

Baza programów użytkownika: 50

Baza sekwencji użytkownika: 10

Programy ulubione: tak

Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu: tak

Statystyki przeprowadzanych zabiegów: tak

Elektroterapia: tak

### Specyfikacja techniczna

### Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

### Widok 360

### GPSR

Producent: ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała

Email: [astarmed@astar.eu](mailto:astarmed@astar.eu)

Telefon: 33 829 24 40

### Informacje o bezpieczeństwie

### Galeria produktów:

