



Opaska kontaktowa do fizjoterapii prądem RF - zestaw podstawowy

1 100,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AT-AST-TCAPCB

Opaska kontaktowa do fizjoterapii prądem RF - zestaw podstawowy

Opis produktu:

Zestaw podstawowy zawiera **jedną** opaskę kontaktową i **jeden** przewód podłączeniowy.

Zastosowanie opaski umożliwia przepływ prądu przez jedną rękę terapeuty do ciała pacjenta.

Opaska kontaktowa przeznaczona jest do współpracy z aparatem do fizjoterapii prądem o częstotliwości radiowej Tecaris lub Tecaris+. Terapia z zastosowaniem opaski jest szczególną odmianą zabiegu w trybie monopolarnym rezystancyjnym i stanowi uzupełnienie zabiegu z użyciem terapii TECAR.

Opaska kontaktowa stanowi alternatywę dla standardowych rezystancyjnych elektrod czynnych aparatu Tecaris/Tecaris+. Jest przewidziana do stosowania w zabiegach na obszarach ciała niedostępnych dla standardowych elektrod czynnych rezystancyjnych lub w szczególnych przypadkach, w których bezpośredni kontakt dłoni terapeuty z ciałem pacjenta jest pożądany.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wypożyczenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała, Polska

Email: astarmed@astar.eu

Telefon: 33 829 24 40

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

