



Opaska kontaktowa do fizjoterapii prądem RF - zestaw uzupełniający

650,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AT-00009

Opaska kontaktowa do fizjoterapii prądem RF - zestaw uzupełniający

Opis produktu:

Zestaw uzupełniający zawiera **jedną** opaskę kontaktową, **jeden** łącznik i **dwa** przedłużacze.

Zestaw pozwala na **rozszerzenie zestawu podstawowego**.

Zastosowanie dwóch opasek umożliwia przepływ prądu przez obie ręce terapeuty do ciała pacjenta.

Opaska kontaktowa przeznaczona jest do współpracy z aparatem do fizjoterapii prądem o częstotliwości radiowej Tecaris lub Tecaris+. Terapia z zastosowaniem opaski jest szczególną odmianą zabiegu w trybie monopolarnym rezystancyjnym i stanowi uzupełnienie zabiegu z użyciem terapii TECAR.

Opaska kontaktowa stanowi alternatywę dla standardowych rezystancyjnych elektrod czynnych aparatu Tecaris/Tecaris+. Jest przewidziana do stosowania w zabiegach na obszarach ciała niedostępnych dla standardowych elektrod czynnych rezystancyjnych lub w szczególnych przypadkach, w których bezpośredni kontakt dłoni terapeuty z ciałem pacjenta jest pożądanym.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała, Polska

Email: astarmed@astar.eu

Telefon: 33 829 24 40

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

