

Elektryczny stół rehabilitacyjny MILTON MTA

6 700,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Opis produktu:

Elektryczny stół rehabilitacyjny **MILTON MTA** znajduje zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjoterapii.

Charakteryzuje się:

- wzmocnioną konstrukcją stalową,
- regulacją wysokości przy pomocy ramy wokół podstawy stołu,
- trzyczęściowym leżyskiem, które pozwala na różnorodne ułożenie pacjenta w pozycji siedzącej, leżącej i półleżącej.

Pozycja fotela regulowana za pomocą sprężyny gazowej. Zagłówek stołu z wycięciem na twarz oraz wygodnie podłokietniki o regulowanej wysokości pozwalają zagwarantować odpowiednią pozycję pacjenta w trakcie ćwiczeń. Oparcie regulowane płynnie za pomocą sprężyny gazowej.

Stoły wyposażone w system jezdny pozwalający na łatwy transport oraz kluczyk bezpieczeństwa, który chroni przed nieuprawnionym dostępem.

Stół dzięki jego solidnemu wykonaniu i wzmocnionej ramie bez wątpienia sprosta wymaganiom każdego fizjoterapeuty. Drewniane elementy gwarantują stylowe wykończenie.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Długość leżyska 198 cm Długość zagłówka 73 cm Szerokość 74 cm Waga 107 kg Maksymalne obciążenie 200 kg
Regulacja wysokości w zakresie 53-95 cm Regulacja zagłówka -10/+80° Regulacja oparcia do pozycji fotela 0/+30°

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 45

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

