



Stół pionizacyjny BLUEFORD

9 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Opis produktu:

- Stoły pionizacyjne BLUEFORD przeznaczone do pionizacji pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu, z porażeniami kończyn dolnych, licznymi przypadkami pooperacyjnymi oraz do leczenia ciężkich stanów urazowych rdzenia kręgowego. Stoły te są często wykorzystywane do leczenia dzieci z wadami postawy oraz porażeniem mózgowym. Miejscem użytkowania są najczęściej szpitale bądź zakłady opieki.
- Wysokość oraz kąt pochylenia stołu regulowane za pomocą pilota ręcznego. Stół dodatkowo wyposażony jest w zabezpieczenie, które uniemożliwia zderzenie stołu z podłożem i jego uszkodzenie w trakcie pionizacji oraz posiada kluczyk zabezpieczający przed nieupoważnionym użytkowaniem.
- Pionizacja pacjentów oraz zmian wysokości stołów odbywa się za pomocą siłowników elektrycznych.
- W zestawie: 3 pasy stabilizacyjne.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Długość 197 cm Szerokość 65 cm Wysokość leżyska w pozycji pionowej 205 cm Regulowana wysokość stołu 51 - 91 cm Regulacja kąta nachylenia leżyska za pomocą pilota od 0 do +90° Waga 95 kg Maksymalne obciążenie 150 kg Maksymalny wzrost pacjenta 205 cm

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 45

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

