



## Urządzenie do nauki chodu z systemem ociążenia dynamicznego Walker

23 200,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

### Opis produktu:

- **WALKER** to urządzenie treningowe do jednoczesnej kontroli obciążenia postawy oraz balansu ciała pacjenta na stałym podłożu lub na bieżni. Przeznaczone jest dla wszystkich pacjentów z niedowładem kończyn dolnych, niedowładem połowicznym oraz przy ogólnym osłabieniu pacjenta. Szczególnie przydatne dla pacjentów geriatrycznych i neurologicznych.
- Urządzenie WALKER pozwala na wykonywanie czynności wstawania i siadania, oraz wspomaga chodzenie w zależności od zakresu ociążenia ciała. Wysokość regulowana jest za pomocą kolumny elektrycznej zasilanej akumulatorowo (akumulator ładowany z gniazdka elektrycznego 230 V), co pomaga płynnie regulować wysokość w zakresie 70 cm.
- Specjalnie zaprojektowane uprząże w trzech rozmiarach L, M, S pozwalają na indywidualne dopasowanie do rozmiaru pacjenta tak, aby nie przeszkadzały podczas treningu. System jezdny, na który składają się cztery koła z hamulcami, pozwala na płynne i lekkie toczenie urządzenia.
- Regulacja wysokości urządzenia oraz odpowiednio dobrana szerokość zapewniają swobodny przejazd przez drzwi.
- Szeroki zakres regulacji poręczy oraz unikalny ich kształt pozwalają łatwo dopasować szerokość i wysokość do indywidualnej postawy pacjenta. Poręcze są montowane na śrubach, a ich demontaż jest bardzo prosty. Istnieje możliwość zamówienia urządzenia bez poręczy.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

Wysokość 175 - 245 cm Szerokość 77 cm Długość 110 cm Waga 110 kg Maksymalne obciążenie 150 kg Regulacja wysokości 70 cm

## Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

## Widok 360

## GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: [biurokinesis@kinesis.com.pl](mailto:biurokinesis@kinesis.com.pl)

Telefon: +48 13 435 06 45

## Informacje o bezpieczeństwie

## Galeria produktów:

