

## Schody elektryczne do nauki chodzenia GoStep

20 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



### Opis produktu:

- Schody mają możliwość elektrycznej zmiany wysokości stopni od 0 do 19 cm, co zapewnia zwiększanie wysokości stopni w miarę postępów rehabilitacji.
- Umożliwiają ćwiczenia o różnej intensywności oraz wczesne rozpoczęcie rehabilitacji. Zgrabna i wąska konstrukcja stalowa malowana proszkowo, idealnie sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach. Znajdują swoje zastosowanie w szpitalach, przychodniach oraz gabinetach rehabilitacji.
- Schody elektryczne GoStep do nauki chodzenia to bardzo praktyczne rozwiązanie, które pozwala na ćwiczenia o różnej intensywności oraz dodawanie przeszkód. Zdejmowana barierka i dodatkowa pochylnia umożliwiają stworzenie przejściowego toru.
- Dzięki dokładanym profilom możliwe jest dodanie do konstrukcji przeszkód mocowanych na dowolnej wysokości. Schody GoStep z opcją toru to praktyczne rozwiązanie, które umożliwia wykonywanie większego zakresu ćwiczeń na jednym urządzeniu, co pozwala na oszczędność powierzchni gabinetu.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

Szerokość 87 cm Długość schodów z dwoma rampami 275 cm Długość schodów z jedną rampą 241 cm Długość rampy 50 kg Szerokość toru do nauki chodzenia 59 kg Regulacja schodka 0-19 cm Zasilanie 230V/50Hz

### Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

### Widok 360

## **GPSR**

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: [biurokinesis@kinesis.com.pl](mailto:biurokinesis@kinesis.com.pl)

Telefon: +48 13 435 06 45

## **Informacje o bezpieczeństwie**

## **Galeria produktów:**

