



Urządzenie do nauki chodu z systemem odciążenia dynamicznego LIFTER

21 500,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Opis produktu:

- Urządzenie Lifter przeznaczone jest dla wszystkich pacjentów z niedowładem kończyn dolnych, niedowładem połowicznym oraz przy ogólnym osłabieniu pacjenta. Szczególnie przydatne dla pacjentów geriatrycznych. Pozwala na wykonywanie czynności wstawania i siadania, oraz wspomaga chodzenie w zależności od zakresu odciążenia ciała.
- Odciążenie wykonywane jest przez system dwóch sprzężonych z sobą siłowników za pomocą pilota ręcznego przez terapeutę. Wielkość odciążenia widoczna jest na monitorze, nad głową pacjenta. Odbywa się to poprzez system dwóch sprzężonych tensometrów podłączonych do monitora. Odciążenie wspomaga chodzenie, oraz pozwala łatwiej nauczyć się prawidłowych wzorców chodu oraz stawiania stóp podczas marszu. Pomaga także w poprawie koordynacji i balansu ciała.
- Specjalnie zaprojektowane uprząże w trzech rozmiarach L, M, S pozwalają na indywidualne dopasowanie do rozmiaru pacjenta tak, aby nie przeszkadzały podczas treningu. System jezdny pozwala na płynne i lekkie toczenie urządzenia w określonym kierunku. Szeroki zakres regulacji poręczy oraz unikalny ich kształt pozwalają łatwo dopasować szerokość i wysokość do indywidualnej postawy pacjenta. Rozmiary urządzenia pozwalają na przemieszczanie się urządzenia z pomieszczenia do pomieszczenia.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wysokość 202 cm Szerokość 89 cm Długość 100 cm Waga 110 kg Maksymalne obciążenie 150 kg Regulacja wysokości 130 - 177 cm

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 45

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

