



Kolumna do treningu o zmiennym oporze dynamicznym Easy Core

6 825,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Opis produktu:

Kolumna przyścienna Easy Core do ćwiczeń o zmiennym oporze dynamicznym. Możliwość montażu do ściany lub drabinki nawet w niedużych gabinetach. Łatwa obsługa umożliwia samodzielną regulację szerokości, wysokości i oporu przez pacjenta. Ułatwia pracę w dysfunkcjach centralnego i obwodowego aparatu ruchu. Szczególnie dedykowana do ćwiczeń posturalnych w zespołach bólowych kręgosłupa.

- wymiary urządzenia: 180 x 40 x 1,4 cm
- waga: 20 kg
- 9 rowków na uchwyty
- 2 uchwyty do mocowania obręczy i gum z możliwością przesuwu i blokady w każdym rowku
- wieszak na akcesoria jako integralny element konstrukcji
- możliwość bezpośredniego mocowania kolumny do ściany bądź drabinki
- 4 pary rzemienia TUBING SANCTBAND o długości 1m z uchwytem do mocowania oraz z rączką do ćwiczenia (każda para o innym oporze)
- 4 obręcze gumowe SANCTBAND z uchwytem do mocowania (każda o innej wartości oporu)

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 45

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

