



ARMNESIS - System Odciążenia Ręki

11 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Opis produktu:

Armnesis to urządzenie przeznaczone do rehabilitacji w przypadku utraty funkcji kończyny górnej. Kompensuje wagę ramienia i zapewnia odciążenie osłabionych mięśni obręczy barkowej, umożliwia wykonywanie zadań funkcjonalnych. Jest pomocne dla pacjentów geriatrycznych z problemem neurologicznym i ortopedycznym. Pomaga w samodzielnym wykonywaniu czynności dnia codziennego, zwiększa siłę i zakres ruchu, umożliwia bardziej efektywną pracę z terapeutą.

Główne zalety urządzenia:

- regulacja- terapia pacjentów w każdym wieku i stopniu zaawansowania niepełnosprawności
- szybszy powrót do sprawności
- możliwość na bieżąco kontrolowania postępów w terapii
- możliwość wykonywania ćwiczeń czynnych i biernych

Ważne informacje:

- wysokość urządzenia: 188 cm
- szerokość ramion do ćwiczeń: 184,8 cm
- szerokość podstawy: 142 cm
- mechaniczna blokada regulacji ramion
- 2 regulatory oporu z zestawem podwieszek

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 45

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

