

Stół do chiropraktyki i terapii manualnej HERRINGTON 480

19 900,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Opis produktu:

Herrington 480 to jeden z najbardziej zaawansowanych, stacjonarnych stołów przeznaczonych do fizykoterapii, technik manualnych, osteopatii i elementów chiropraktyki. Wielofunkcyjny 7 segmentowy blat wyposażono w zaawansowany system regulacji, umożliwiający zastosowanie technik „drop”, funkcję ruchu oraz pozycjonowanie ciała pacjenta w różnych płaszczyznach.

- Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota nożnego pozwala na „uwolnienie” rąk terapeuty, a stabilna stalowa podstawa z systemem jezdny pozwala na transport stołu.
- Dzięki unikalnym cechom, może pomagać terapeutce w pozycjonowaniu pacjenta, zapewnia kontrolę ruchu oraz zastosowanie techniki trakcji odcinków kręgosłupa. System dźwigni pozwala na wykonanie techniki DROP oraz uniesienia ciała pacjenta.
- Wielopłaszczyznowa regulacja zagłówka i podłokietników pozwala na płynne i wszechstronne wykonywanie technik manualnych w odcinku szyjnym kręgosłupa oraz w stawie barkowym.
- Stół jest zabezpieczony przed nieuprawnionym użyciem przez wyłącznik bezpieczeństwa

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Długość 175 cm Wysokość 55 - 97 cm Szerokość 56 cm Waga 272 kg Maksymalne obciążenie 200 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 45

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

