

Kabel pacjenta do elektroterapii - kanał A - 2 metry

125,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AE-AST-KPWP2MV2_A



Opis produktu:

Przewód pacjenta do elektroterapii

Przewód pacjenta do elektroterapii - kanał A jest przeznaczony do użycia w następujących aparatach:

- Aries,
- Duoter Plus
- Duoter LT,
- Etius,
- Etius U,
- Etius ULM
- Rodzina Physiogo

- **Przewód pacjenta** ma długość 2 m. Należy mieć na uwadze, że **przewód do elektroterapii** jest podłączany z tyłu urządzenia i jego długość użyteczna wynosi około 1,5 m.
- **Przewód pacjenta** jest dedykowany do określonego kanału zabiegowego A lub B z tego względu, że jest on opisany Kanał A lub Kanał B. Elektrycznie te przewody są dokładnie takie same, a oznaczniki są potrzebne aby zidentyfikować, do kabla którego kanału podłączamy elektrody.
- W związku z tym możemy mieć w aparacie 2 kable kanału A lub 2 kable kanału B, ale wtedy w celu identyfikacji będziemy musieli sprawdzać, do którego gniazdka jest włączony kabel.
- Aparat nie sprawdza czy kabel pacjenta jest podłączony do gniazdka - nie identyfikuje obecności kabla. Przewody użyte w kablu pacjenta mają część przewodzącą wykonaną z dużej liczby, cienkich drucików, a część izolacyjną z dwóch warstw PVC. Dzięki temu są one bardzo giętkie i trwałe.
- **Przewód** jest zakończony wtykiem bananowym 4 mm.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

