

## Kabel pacjenta do elektroterapii - kanał B - 2 metry

125,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AE-AST-KPWP2MV2\_B



### Opis produktu:

#### Przewód pacjenta do elektroterapii

**Przewód pacjenta** do elektroterapii - kanał B jest przeznaczony do użycia w następujących aparatach:

- Aries,
  - Duoter Plus
  - Duoter LT,
  - Etius,
  - Etius U,
  - Etius ULM
  - Rodzina Physiogo
- 
- Przewód pacjenta ma długość 2 m. Należy mieć na uwadze, że przewód do elektroterapii jest podłączany z tyłu urządzenia i jego długość użyteczna wynosi około 1,5 m.
  - Przewód pacjenta jest dedykowany do określonego kanału zabiegowego A lub B z tego względu, że jest on opisany Kanał A lub Kanał B. Elektrycznie te przewody są dokładnie takie same, a oznaczniki są potrzebne aby identyfikować, do kabla którego kanału podłączamy elektrody.
  - W związku z tym możemy mieć w aparacie 2 kable kanału A lub 2 kable kanału B, ale wtedy w celu identyfikacji będziemy musieli sprawdzać, do którego gniazda jest włączony kabel.
  - Aparat nie sprawdza czy kabel pacjenta jest podłączony do gniazodka - nie identyfikuje obecności kabla. Przewody użyte w kablu pacjenta mają część przewodzącą wykonaną z dużej liczby, cienkich drucików, a część izolacyjną z dwóch warstw PVC. Dzięki temu są one bardzo giętkie i trwałe.
  - Przewód jest zakończony wtykiem bananowym 4 mm.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

#### Wyposażenie

#### Informacje dodatkowe

**Widok 360**

**Galeria produktów:**

