

Kabel rozgałęziający do elektroterapii - czerwony

45,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: A-AE-AST-DPKR_CE



Opis produktu:

- **Kabel rozgałęziający** to przewód pozwalający na rozgałęzienie jednego bieguna prądowego, wykorzystywany np. do jonoforezy krtani.
- Zakończony gniazdem 4mm z jednej strony i dwoma wtykami "banan" (4mm) z drugiej strony.
- **Kabel rozgałęziający** pozwala podwoić maksymalną liczbę elektrod w jednym kanale, których można użyć z urządzeniem do elektroterapii.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

