

Kabel rozgałęziający do elektroterapii - czarny

45,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: A-AE-AST-DPKR_CA

Kabel rozgałęziający do elektroterapii (Aries/Duoter Plus/LT/Sonoter Plus/Etius/U) - czarny (1 gniazdo, 2 wtyki). Przewód do aparatu.



Opis produktu:

Kabel rozgałęziający do elektroterapii - czarny

- **Kabel rozgałęziający do elektroterapii** (Aries/Duoter Plus/LT/Sonoter Plus/Etius/U) to przewód pozwalający na rozgałęzienie jednego bieguna prądowego, wykorzystywany np. do jonoforezy krtani.
- Zakończony gniazdem 4 mm z jednej strony i dwoma wtykami "banan" (4 mm) z drugiej strony.
- **Kabel rozgałęziający** pozwala podwoić maksymalną liczbę elektrod w jednym kanale, których można użyć z urządzeniem do elektroterapii.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

