

Kabel rozgałęziający do elektroterapii - czarny

45,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: A-AE-AST-DPKR_CA



Opis produktu:

- **Kabel rozgałęziający do elektroterapii** to przewód pozwalający na rozgałęzienie jednego bieguna prądowego, wykorzystywany np. do jonoforezy krtani.
- Zakończony gniazdem 4 mm z jednej strony i dwoma wtykami "banan" (4 mm) z drugiej strony.
- **Kabel rozgałęziający** pozwala podwoić maksymalną liczbę elektrod w jednym kanale, których można użyć z urządzeniem do elektroterapii.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała, Polska

Email: astarmed@astar.eu

Telefon: 33 829 24 40

Informacje o bezpieczeństwie: Przewód stanowi opcjonalne wyposażenie pomocnicze aparatu realizującego funkcję elektroterapii. Obowiązują dla niego ostrzeżenia i informacje na temat

bezpieczeństwa jak dla odpowiedniego sterownika.

Galeria produktów:

