

## TERAPEUTA M-S7.F4

8 695,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Stół do masażu i rehabilitacji - siedmiosekcyjny (Terapeuta M-S7.F4) jest to stół na ramie z elektryczną regulacją wysokości.

### Opis produktu:

#### TERAPEUTA M-S7.F4

**Stół do rehabilitacji** przeznaczony do prowadzenia zabiegów masażu leczniczego w celu leczenia i łagodzenia urazów lub upośledzeń przez przywrócenie albo poprawę funkcji masowanych tkanek, narządów i układów.

- stabilna konstrukcja,
- elektryczna regulacja wysokości za pomocą przełącznika ramowego dostępnego z każdej strony stołu,
- ustawianie kąta nachylenia poszczególnych części leżyska (oprócz części środkowej stołu) za pomocą sprężyn gazowych,
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na nos i brodę oraz zaślepka otworu na twarz,
- uchwyty do zamocowania pasa,
  
- dostępny system jezdny: 4 unieszone koła kierunkowe i 4 stopki,
- bogaty osprzęt dodatkowy,
- tapicerka wykonana jest z atestowanych materiałów w kilku wersjach kolorystycznych,
- grubość (gąbki) tapicerki stołu 40 mm (standard) lub 50 mm (opcja).

### Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 7

Układ jezdny: tak

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

ilość sekcji 7 kąt pochylenia zagłówek + 40/ - 70° kąt pochylenia sekcji środkowej brak kąt pochylenia podnóżka (sekcja tylna) + 85/ - 0° regulacja wysokości 490 - 1010 mm wymiary: długość 2050 mm szerokość 690 mm masa 114 kg maksymalne obciążenie 150 kg zasilanie 230 V/ 50 Hz

## Wyposażenie

### Wyposażenie opcjonalne

---

- bananek
- pas do stabilizacji
- wieszak na ręcznik papierowy
- klin Kaltenborna
- kliny
- wałki
- półwałki

## Informacje dodatkowe

### Widok 360

### Galeria produktów:

