

## TERAPEUTA M-P7.F4

10 475,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół do masażu i rehabilitacji - siedmiosekcyjny z Pivotem (Terapeuta M-P7.F4) jest to stół na ramie z elektryczną regulacją wysokości.



### Opis produktu:

#### TERAPEUTA M-P7.F4 stół rehabilitacyjny z pivotem

**Stół rehabilitacyjny TERAPEUTA** przeznaczony do prowadzenia zabiegów masażu leczniczego w celu leczenia i łagodzenia urazów lub upośledzeń przez przywrócenie albo poprawę funkcji masowanych tkanek, narządów i układów.

- stabilna konstrukcja,
- elektryczna regulacja wysokości za pomocą przełącznika ramowego dostępnego z każdej strony stołu,
- ustawianie kąta nachylenia poszczególnych części leżyska za pomocą sprężyn gazowych,
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na nos i brodę oraz zaślepka otworu na twarz
- uchwyty do zamocowania pasa,
- dostępny system jezdny: 4 unieszone koła kierunkowe, 4 stopki i Pivot sterowany elektrycznie,
- bogaty osprzęt dodatkowy,
- tapicerka wykonana jest z atestowanych materiałów w kilku wersjach kolorystycznych,
- opuszczane boczki zagłówek,
- grubość (gąbki) tapicerki stołu 40 mm (standard) lub 50 mm (opcja).

### Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 7

Pivot: tak

Układ jezdny: tak

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

ilość sekcji 7 kąt pochylenia zagłówek + 40/ - 70° kąt pochylenia sekcji środkowej + 0/ + 30° kąt pochylenia podnóżka (sekcja tylna) + 85/ - 30° regulacja wysokości 490 - 1010 mm wymiary: długość 2050 mm szerokość 690 mm masa 114 kg maksymalne obciążenie 150 kg zasilanie 230 V/ 50 Hz

## Wyposażenie

### Wyposażenie opcjonalne

---

- bananek
- pas do stabilizacji
- wieszak na ręcznik
- klin Kaltenborna
- kliny
- wałki
- półwałki

## Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

## Widok 360

### Galeria produktów:



