

Sonaris M

**Cena produktu:**

**3 150,00 zł z
wliczonym
podatkiem**

Cechy produktu:

Niezależne kanały zabiegowe: 1
Wyświetlacz: Graficzny
Tryb manualny: tak
Jednostki chorobowe wybierane po nazwie
lub dziedzinie: tak
Baza wbudowanych programów
zabiegowych: 42
Baza programów użytkownika: 10
Sonoterapia: tak

Cechy produktu:

Szkolenie: Brak,
Stacjonarne + 0 zł,
Online + 0 zł

Kody produktów:

Odniesienie: A-US-
AST-SMMWH
EAN13:
5902270300734
UPC: -

Krótki opis produktu:

Urządzenie do klasycznej sonoterapii (terapii ultradźwiękami) i fonoforezy o częstotliwości pracy 1 MHz. Sonaris M współpracuje z głowicą o powierzchni 4cm². Sonaris M to nowoczesny design, łatwość obsługi, ergonomia oraz wysoka jakość wykonania.

Galeria produktów:

