

AQUAVIBRON

715,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UH-MDK-AQUAVIBRON



Aquavibron - aparat do masażu leczniczego oraz wibracyjnego (rehabilitacyjnego i regeneracyjnego).

Opis produktu:

Aquavibron - aparat do masażu leczniczego

- **Aparat do masażu leczniczego** - (rehabilitacyjnego i regeneracyjnego) - **Aquavibron**.
- Prosty i bezpieczny w użyciu - źródłem zasilania jest woda, stąd brak niebezpieczeństwa porażenia prądem.
- Może również być stosowany do akupresury (przy użyciu membrany stożkowej).
- **Aquavibron** jest od lat stosowany w polskich i zagranicznych szpitalach, ale może być również stosowany w warunkach domowych, ponieważ nie wymaga wykwalifikowanej obsługi.

Gdzie stosowany jest aparat Aquavibron

- neurologia
- dermatologia
- stany pourazowe,
- laryngologia
- dermatologia
- urologia
- choroby układu krążenia
- choroby przewodu pokarmowego
- choroby układu oddechowego
- zaburzenia przemiany materii
- onkologia
- schorzenia paradontoidalne jamy ustnej

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

waga 0,4 kg zużycie wody 1 - 5 l /min; w zależności od intensywności drgań długość węży 1,5 m częstotliwość drgań regulowana ilością wody

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- 2 węże,
- głowica wibracyjna,
- tuleja z rozdzielaczem,
- uszczelniacze (6 sztuk, o różnych średnicach) do zakładania na krany,
- metalowy kruciec do podłączenia do kranu,
- gumowa rurka odprowadzająca wodę,
- sitko mogące służyć jako prysznic,
- 10 różnych membran do zabiegów leczniczych.

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: "MEDIMARK" ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ - NARZĘDZI I APARATÓW MEDYCZNYCH MAREK PIĄTKOWSKI

Adres: ul. Polna 24, 05-092 Łomianki, Polska

Email: biuro@medimark.com.pl

Telefon: 22 751 34 68

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

