

## EKOPOMPA

4 598,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UH-00001

Ekopompa to stanowisko do zasilania wodą w obiegu zamkniętym przeznaczone do współpracy z uniwersalnym aparatem do masażu Aquavibron



### Opis produktu:

#### EKOPOMPA - zestaw do zasilania aparatu Aquavibron

Ekopompa to urządzenie, które umożliwia wykonanie suchego masażu leczniczego. Ciśnienie wody przepływającej przez membranę wprawia końcówkę do masażu w drgania co powoduje że przeprowadzany masaż jest przyjemny i delikatny. Regularne stosowanie suchego masażu wodnego za pomocą zamkniętego obiegu wody poprawia kondycję mięśni i stawów, stosowany jest również w leczeniu schorzeń reumatologicznych. Urządzenie do suchego masażu może być używane zarówno w szpitalach, sanatoriach czy w komercyjnych prywatnych gabinetach. Ekopompa pozwala na ekonomiczną pracę. Dlaczego? Urządzenie napełnia się wodą tylko jeden raz, ponieważ wykorzystuje ono zamknięty obieg wody. Użyty w urządzeniu do masażu suchego system cyrkulacji daje możliwość utrzymania stałej temperatury wody.

**Ekopompa** jest urządzeniem w stu procentach dopasowana do urządzenia Aquavibron. Połączenie zamkniętego obiegu wody z Aquavibronem nie wpływa na jakość czy utratę cech urządzenia do masażu. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed porażeniem prądem, wyposażona jest w wyłącznik różnicowo-prądowy. **Urządzenie do suchego masażu** nie wymaga podłączenia do sieci wodociągowej. **Ekopompa** nie generuje dodatkowych ścieków zatem jest urządzeniem ekologicznym sprzyjającym środowisku.

**Ekopompa** jest urządzeniem intuicyjnym i łatwym w obsłudze. Dzięki swym niewielkim rozmiarom i zamontowanym 2 kółkom transportowym (bez hamulca) jest aparatem mobilnym.

#### EKOPOMPA - Cechy charakterystyczne

- zamknięty obieg wody uniezależniający przebieg masażu od sieci wodociągowej
- urządzenie przyjazne dla środowiska - małe zużycie wody, brak ścieków
- **EKOPOMPA** posiada wbudowane dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym w postaci wyłącznika różnicowo-prądowego
- regulator siły masażu umożliwiający terapeutom ustawianie mniejszej intensywności masowania w miejscach bardziej wrażliwych
- 2 stopki + 2 kółka (bez hamulca)
- niewielkie rozmiary
- łatwa obsługa i funkcjonalność
- możliwość sprawnego podłączenia oryginalnego i uznanego na rynku aparatu Aquavibron bez szkodliwych dla jego pracy przeróbek i modyfikacji
- urządzenie sprawdzające siłę w warunkach sanatoryjnych, w szpitalach uzdrowiskowych, gabinetach

prywatnych.

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

pojemność robocza zbiornika 7 - 10 l pobór prądu 4 A zasilanie 230 V/ 50 Hz masa 40 kg bezpieczeństwo elektryczne klasa I, typ B szerokość 62 cm głębokość 50 cm wysokość 88 cm

## Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

- UWAGA: Pokazany na zdjęciach Aquavibron nie wchodzi w skład zestawu.
- Zbiornik należy wypełnić wodą destylowaną

## Widok 360

### GPSR

Producent: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: meden@meden.com.pl

Telefon: +48 94 347 10 40

### Informacje o bezpieczeństwie

## Galeria produktów:

