



ZOW

3 936,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: H-UH-ERS-ZOW

Zamknięty Obieg Wody ZOW to stanowisko przeznaczone do współpracy z Aquavibronem.

Opis produktu:

ZOW - Zamknięty Obieg Wody

- **Zamknięty obieg wody** to urządzenie, które umożliwia wykonanie suchego masażu leczniczego. Ciśnienie wody przepływającej przez membranę wprawia końcówkę do masażu w drgania co powoduje że przeprowadzany masaż jest przyjemny i delikatny. Regularne stosowanie suchego masażu wodnego za pomocą zamkniętego obiegu wody poprawia kondycję mięśni i stawów, stosowany jest również w leczeniu schorzeń reumatologicznych.
- **Zamknięty obieg wody** do suchego masażu może być używany zarówno w szpitalach, sanatoriach czy w prywatnych gabinetach komercyjnych. **ZOW** pozwala na ekonomiczną pracę. Dlaczego? Urządzenie wymaga wymiany wody jedynie raz na pół roku, a przy użyciu wody destylowanej raz na rok, ponieważ urządzenie wykorzystuje zamknięty obieg wody.
- **Urządzenie do suchego masażu** jest urządzeniem w stu procentach dopasowanym do urządzenia Aquavibron. Połączenie zamkniętego obiegu wody z Aquavibronem nie wpływa na jakość czy utratę cech urządzenia do masażu.
- Posiada zabezpieczenie przed porażeniem prądem, wyposażona jest w wyłącznik różnicowo-prądowy, nie wymaga również podłączenia do sieci wodociągowej. Jest to urządzenie intuicyjne i łatwe w obsłudze. Dzięki swym niewielkim rozmiarom i zamontowanym kółkom transportowym jest aparatem mobilnym.
- Hydromasaż, suchy masaż wykorzystuje ciśnienie wody, podobnie jak wodne masaże tradycyjne przynosi wiele korzyści. Do suchego masażu wodnego pacjent nie jest zanurzany w wodzie co niewątpliwie w nie jednym przypadku jest zaletą.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

napięcie 230 V 50 Hz pobór mocy 370 VA Klasa I, Typ B wymiary: wysokość 74 cm głębokość 49 cm szerokość 73 cm pojemność zbiornika 20 l

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

