



Mankiet 12-komorowy na rękę do aparatu BOA Max 2

3 530,50 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Mankiet 12-komorowy na rękę dedykowany do aparatu BOA Max 2

Opis produktu:

Mankiet 12-komorowy na rękę

- **Mankiet do presoterapii** na kończynę górną, przeznaczony do współpracy z aparatem BOA Max 2.
- BOA MAX 2 to nowoczesny i zaawansowany technologicznie aparat do masażu limfatycznego przeznaczony w głównej mierze dla ośrodków rehabilitacyjnych i medycyny estetycznej.
- Rozmiar mankieta można zwiększyć za pomocą odpowiednich poszerzaczy. Każda komora w mankiecie połączona jest z kolejną nachodząc na siebie i tworząc tzw. „overlapping”. To unikalne rozwiązanie technologiczne sprawia, że limfa przepchnięta w kierunku dużych ujść, węzłów chłonnych i naczyń nie opada grawitacyjnie, ale wraz z napełnieniem następnej komory jest przesuwana we właściwym kierunku i tempie (zgodnie z metodyką drenażu ręcznego).

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: METRUM CRYOFLEX Spółka Akcyjna

Adres: ul. Zielna 29, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, Polska

Email: biuro@metrum.com.pl

Informacje o bezpieczeństwie: Mankiet stanowi opcjonalne wyposażenie pomocnicze aparatu realizującego funkcję presoterapii. Obowiązują dla niego ostrzeżenia i informacje na temat bezpieczeństwa jak dla odpowiedniego sterownika.

Galeria produktów:

