



24-komorowa kurtka do aparatu BOA Max 2

6 158,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

24-ro komorowa kurtka dedykowana do aparatu BOA Max 2

Opis produktu:

24-komorowa kurtka do presoterapii

- **BOA MAX 2** to nowoczesny i zaawansowany technologicznie aparat do masażu limfatycznego przeznaczony w głównej mierze dla ośrodków rehabilitacyjnych i medycyny estetycznej.
- Rozmiar mankietu można zwiększyć za pomocą odpowiednich poszerzaczy. Każda komora w mankiecie połączona jest z kolejną nachodząc na siebie i tworząc tzw. „overlapping”. To unikalne rozwiązanie technologiczne sprawia, że limfa przepchnięta w kierunku dużych ujść, węzłów chłonnych i naczyń nie opada grawitacyjnie, ale wraz z napełnieniem następnej komory jest przesuwana we właściwym kierunku i tempie (zgodnie z metodyką drenażu ręcznego).

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

