

## Zestaw REDCORD Mini Extra

829,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UY-00018

Przełny zestaw z aparatem MINI uchwytami PowerGrip, zaczepem DoorFix, przeznaczony do użtku osobistego.



### Opis produktu:

#### Zestaw REDCORD Mini Extra

#### Redcord Mini Extra: rozbudowany zestaw przenośny do zastosowań indywidualnych

Dzięki niewielkim rozmiarom jest łatwy do przenoszenia, może więc być używany zarówno w domu jak i na zewnątrz. Idealny do zastosowania w ośrodkach rehabilitacyjnych, domach czy centrach odnowy biologicznej. Urządzenie przeznaczone jest do ćwiczenia w budynkach jak i na zewnątrz. Zaletą jego jest możliwość zawieszenia na dowolnym elemencie poziomym, który utrzyma naszą wagę ciała, co jest szczególnie przydatne podczas podróży. Łatwe w transporcie.

Zalety systemów Redcord Active:

- uniwersalność pozwalająca na korzystanie z ćwiczeń w podwieszeniu niezależnie od wieku i umiejętności,
- widoczna poprawa wyników w krótkim czasie,
- łatwość w dostosowaniu do własnego poziomu rozwoju

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

##### Parametry techniczne:

Maksymalne obciążenie 150 kg Wymiary opakowania- pudło kartonowe 340 x 350 x 80 mm

Waga

2,05 kg

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe:

---

- Zestaw Redcord Mini x 1 szt.
- uchwyt do rąk x 1 szt.
- zestaw uchwytów Redcord PowerGrip x 1 para
- torba Redcord x 1 szt.
- zestaw haków do zawieszenia na suficie x 1 para
- instrukcja obsługi Redcord Trainer/Mini
- zestaw montażowy

## Informacje dodatkowe

Wymiana podwieszek, uchwytów i mocowań:

**Redcord** zaleca wszystkim użytkownikom, którzy zakupili podwieszki, uchwyty i mocowania wyprodukowane pomiędzy 2009 a 2011 rokiem, aby natychmiast sprawdzili materiał wykorzystany do zamocowania kółka zaczepowego w kształcie litery D. Czerwony materiał użyty w akcesoriach do mocowania metalowego kółka zaczepowego może ulec osłabieniu w wyniku braku odporności na promieniowanie UV. W przypadku, gdy takie akcesoria były wystawione na światło słoneczne przez dłuższy czas, czerwony materiał mógł ulec osłabieniu, co grozi pęknięciem podczas użytkowania.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie [www.redcord.com.pl/bezpieczenstwo](http://www.redcord.com.pl/bezpieczenstwo)

## Widok 360

### GPSR

Producent: Redcord AS

Adres: Teknologiveien 11, 4846 Arendal, Norwegia

Email: [redcord@redcord.com](mailto:redcord@redcord.com)

---

Importer: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: [meden@meden.com.pl](mailto:meden@meden.com.pl)

Telefon: +48 94 347 10 43

### Informacje o bezpieczeństwie

## Galeria produktów:

