

## Zestaw REDCORD Mini

577,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UY-00013

Przenośny zestaw do ćwiczenia siły mięśni umożliwiający zawieszenie urządzenia na dowolnym elemencie poziomym który utrzyma wagę ciała.



### Opis produktu:

#### Zestaw REDCORD Mini

- **Redcord Mini** - Przenośny zestaw do ćwiczenia siły mięśni umożliwiający zawieszenie urządzenia na dowolnym elemencie poziomym który utrzyma wagę ciała.
- Zestaw **Redcord Mini** jest mniejszą i lżejszą wersją urządzenia Redcord Trainer, przeznaczoną do użytku osobistego. Dzięki niewielkim rozmiarom jest łatwy do przenoszenia, dzięki czemu może być i w domu i na świeżym powietrzu.
- Zaletą jest możliwość zawieszenia urządzenia na dowolnym elemencie poziomym, który utrzyma naszą wagę ciała, co jest szczególnie przydatne podczas podróży.
- Do aparatu dołączony zestaw uchwytów i praktyczna transportowa torba.
- **Zestaw Redcord Mini** dzięki swoim niewielkim rozmiarom umożliwia wygodne przenoszenie aparatu, pozwalając na trening w prawie każdym otoczeniu, często wykorzystywany do ćwiczeń w domu lub na świeżym powietrzu.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

Maksymalne obciążenie 150 kg Wymiary opakowania- pudło kartonowe 340 x 350 x 75 mm

Waga

1,80 kg

### Wyposażenie

Wyposażenie standardowe:

- 1 Redcord Mini
- 1 torba Redcord
- 1 zestaw haków do zawieszenia na suficie
- 1 instrukcja obsługi Redcord Trainer/Mini
- 1 Plakat Redcord Exercise
- 2 x linka z uchwytem zwykłym,
- sufitowy zestaw montażowy,
- torba.

## Informacje dodatkowe

Z powodów bezpieczeństwa **Redcord Mini** nie może być użytkowany jednocześnie z linkami zwykłymi i linkami elastycznymi.

Wymiana podwieszek, uchwytów i mocowań:

**Redcord** zaleca wszystkim użytkownikom, którzy zakupili podwieszki, uchwyty i mocowania wyprodukowane pomiędzy 2009 a 2011 rokiem, aby natychmiast sprawdzili materiał wykorzystany do zamocowania kółka zaczepowego w kształcie litery D. Czerwony materiał użyty w akcesoriach do mocowania metalowego kółka zaczepowego może ulec osłabieniu w wyniku braku odporności na promieniowanie UV. W przypadku, gdy takie akcesoria były wystawione na światło słoneczne przez dłuższy czas, czerwony materiał mógł ulec osłabieniu, co grozi pęknięciem podczas użytkowania.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie [www.redcord.com.pl/bezpieczenstwo](http://www.redcord.com.pl/bezpieczenstwo)

## Widok 360

### GPSR

Producent: Redcord AS

Adres: Teknologiveien 11, 4846 Arendal, Norwegia

Email: [redcord@redcord.com](mailto:redcord@redcord.com)

---

Importer: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: [meden@meden.com.pl](mailto:meden@meden.com.pl)

Telefon: +48 94 347 10 43

### Informacje o bezpieczeństwie

## Galeria produktów:



