

## Zestaw REDCORD Rehab Pro

3 907,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UY-00083

Zestaw Redcord Rehab Pro z aparatem Trainer to bardziej rozbudowana wersja zestawu Rehab.



### Opis produktu:

- Rozbudowana wersja zestawu **Redcord Rehab**.
- Idealne rozwiązanie dla profesjonalnych gabinetów terapeutycznych praktykujących rehabilitację metodą Neurac.
- Umożliwia przeprowadzenie ćwiczeń oddziałujących na całe ciało pacjenta. Jest dedykowany dla fizjoterapeutów wykorzystujących szeroki zakres ćwiczeń oddziałujących na całe ciało pacjenta.
- Wykorzystanie podwieszek **Redcord**, poduszek sensomotorycznych oraz specjalnie zaprojektowanych elastycznych linek służących odciążeniu zapewnia kontrolę nad formą wykonywania ćwiczeń niezależnie od poziomu wytrenowania pacjenta.
- Dzięki wykorzystaniu dodatkowych linek i podwieszek **Redcord**, system jest w pełni wystarczający do rehabilitacji z użyciem ćwiczeń angażujących całe ciało pacjenta.
- Dzięki możliwości odciążenia, możliwe jest przeprowadzenie ćwiczeń u pacjentów z różnym stopniem sprawności fizycznej.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

Maksymalne obciążenie 250 kg Wymiary opakowania- pudło kartonowe 670 x 230 x 90 mm

Waga

3,6 kg

### Wyposażenie

Wyposażenie standardowe:

- aparat Trainer
- uchwyt do rąk 1 para
- uchwyt PowerGrip 1 para
- wąskie podwieszki x 2
- szeroka podwieszka x 1
- podwieszka pod głowę x 1
- poduszka sensomotoryczna x 2
- zwalniacz linki x 1
- długa linka 60 cm x 2
- stalowe wsporniki x 1
- linka elastyczna czarna, 60 cm x 2
- linka elastyczna czerwona, 60 cm x 2
- zestaw do montażu sufitowego instrukcja obsługi

## Informacje dodatkowe

Wymiana podwieszek, uchwytów i mocowań:

**Redcord** zaleca wszystkim użytkownikom, którzy zakupili podwieszki, uchwyty i mocowania wyprodukowane pomiędzy 2009 a 2011 rokiem, aby natychmiast sprawdzili materiał wykorzystany do zamocowania kółka zaczepowego w kształcie litery D. Czerwony materiał użyty w akcesoriach do mocowania metalowego kółka zaczepowego może ulec osłabieniu w wyniku braku odporności na promieniowanie UV. W przypadku, gdy takie akcesoria były wystawione na światło słoneczne przez dłuższy czas, czerwony materiał mógł ulec osłabieniu, co grozi pęknięciem podczas użytkowania.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie [www.redcord.com.pl/bezpieczenstwo](http://www.redcord.com.pl/bezpieczenstwo)

## Widok 360

### GPSR

Producent: Redcord AS

Adres: Teknologiveien 11, 4846 Arendal, Norwegia

Email: [redcord@redcord.com](mailto:redcord@redcord.com)

---

Importer: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: [meden@meden.com.pl](mailto:meden@meden.com.pl)

Telefon: +48 94 347 10 43

### Informacje o bezpieczeństwie

## Galeria produktów:

