

REDCORD WORKSTATION PROFESSIONAL Z 2 TRAWERSAMI

19 362,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Zestaw Redcord Workstation Professional dla 2 aparatów to niepowtarzalny i efektywny system do przeprowadzenia ćwiczeń funkcjonalnych metodą S-E-T za pomocą systemu podwieszek.



Opis produktu:

Zestaw Redcord Workstation Professional z 2 trawersami

- **Zestaw Redcord Workstation Professional** dla 2 aparatów ma zastosowanie w rehabilitacji, klubach sportowych i fitness. Zapewnia pełne podwieszenie ciała i niezliczone możliwości terapeutyczne. Aparat **Redcord Workstation Professional** z dwoma trawersami umożliwia przeprowadzenie funkcjonalnych ćwiczeń w podwieszeniu metodą Neurac za pomocą systemu podwieszek odciążających lub dociążających ruchy pacjenta.
- Ćwiczenia w podwieszeniu **Redcord**, inaczej aktywne ćwiczenia rehabilitacyjne, umożliwiają wykonywanie ćwiczeń o różnym stopniu trudności i zaawansowania osobom o różnych poziomach sprawności. Dzięki modułowej konstrukcji aparatów i łatwości tworzenia zestawów, każdy fizjoterapeuta może dostosować zestaw **Redcord** do potrzeb terapii.
- **System podwieszek Redcord Workstation Professional** to podwieszany pod sufitem aparat **Redcord** wyposażony w dwie linki z miękkimi uchwytami. Aparat **Redcord** można zamontować bezpośrednio do sufitu bądź z wykorzystaniem szyn aluminiowych. Linki aparatu stanowią bazę, do której podpinamy podwieszki służące do wykonywania ćwiczeń w podwieszeniu.
- Zestawy w zależności od wybranej opcji składają się z różnych elementów systemów **Redcord** i pozwalają na wykonanie ćwiczeń w podwieszeniu. Aparaty **Redcord** charakteryzują się łatwością ich rozbudowy, dzięki bogatej ofercie akcesoriów zestawu można dopasowywać do potrzeb ćwiczącego.

Cechy charakterystyczne:

Zestaw zapewniający pełne podwieszenie ciała i niezliczone możliwości terapeutyczne, z łatwym montażem sufitowym i szeroką gamą akcesoriów uzupełniających.

Zastosowanie:

- Rehabilitacja
- Sport
- Fitness

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe:

- aparat Redcord Professional x 1
- aparat Redcord Trainer x 1
- konstrukcja sufitowa x 1
- uchwyt do rąk x 2 pary
- podwieszka szeroka x 2
- wzmocniony uchwyt do rąk x 1 para
- podwieszka wąska x 2
- podwieszka dzielona x 1
- wałek 15 x 50 x 1
- poduszka sensomotoryczna x 2
- linka 5 m x 2
- linka, czerwona, 60 cm x 1 para
- linka, czerwona, 30 cm x 1 para
- linka elastyczna, czarna, 60 cm x 1 para
- linka elastyczna, czarna, 30 cm x 1 para
- linka elastyczna, czerwona 60 cm x 1 para
- linka elastyczna, czerwona 30 cm x 1 para
- zwalniacz linki x 1
- klipsy x 3
- stalowe wsporniki x 1
- wieszak na podwieszki i linki x 1
- instrukcja obsługi (książeczka)
- instrukcja obsługi (płyta CD)

Informacje dodatkowe

Wymiana podwieszek, uchwytów i mocowań:

Redcord zaleca wszystkim użytkownikom, którzy zakupili podwieszki, uchwyty i mocowania wyprodukowane pomiędzy 2009 a 2011 rokiem, aby natychmiast sprawdzili materiał wykorzystany do zamocowania kółka zaczepowego w kształcie litery D. Czerwony materiał użyty w akcesoriach do mocowania metalowego kółka zaczepowego może ulec osłabieniu w wyniku braku odporności na promieniowanie UV. W przypadku, gdy takie akcesoria były wystawione na światło słoneczne przez dłuższy czas, czerwony materiał mógł ulec osłabieniu, co grozi pęknięciem podczas użytkowania.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie www.redcord.com.pl/bezpieczenstwo

Widok 360

Galeria produktów:

