

## REDCORD WORKSTATION PROFESSIONAL Z 3 TRAWERSAMI

20 151,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UY-00093



Zestaw REDCORD Workstation Professional dla 3 aparatów to niepowtarzalny i efektywny system do przeprowadzenia ćwiczeń funkcjonalnych metodą S-E-T za pomocą systemu podwieszek.

### Opis produktu:

#### Zestaw Redcord Workstation Professional z 3 trawersami

- Profesjonalny **zestaw treningowy i rehabilitacyjny z aparatami Redcord**, linkami i **podwieszkami Redcord**.
- **Zestaw do podwieszek** z wytrzymałą konstrukcją sufitową, w pełni zaspokajający potrzeby kompleksowego treningu czy rehabilitacji.
- Zestaw zapewnia pełne podwieszenie ciała i niezliczone możliwości terapeutyczne. Metoda Neurac wykorzystująca **systemy Redcord** to nowatorski program ćwiczeń w podwieszeniu z obciążeniem i odciążeniem pacjenta, ciesząca się uznaniem na całym świecie.
- **Aparaty Redcord** umożliwiają wszechstronną rehabilitację a także trening fitness dla amatorów i profesjonalistów.
- Zestaw dla trzech **aparatów Redcord** mocowany do sufitu jest przystosowany do ćwiczeń w podwieszeniu metodą Neurac. .
- Dzięki zastosowaniu kombinacji kilku **aparatów z podwieszkami Redcord** fizjoterapeuta ma niespotykaną możliwość pełnego dostosowania parametrów rehabilitacji do potrzeb pacjenta.

#### Cechy charakterystyczne:

Unikalny i efektywny system do przeprowadzenia ćwiczeń funkcjonalnych metodą Neurac za pomocą systemu podwieszek opartych na wytrzymałych linkach **Redcord**. Polecane do rehabilitacji a także treningu fitness. **Zestaw do podwieszek** zapewnia pełne podwieszenie ciała i niezliczone możliwości terapeutyczne dzięki różnym kombinacjom naprężenia linek i odpowiednim podwieszkom

#### Zastosowanie:

- Rehabilitacja
- Sport
- Fitness

### Cechy produktu:

## Specyfikacja techniczna

### Wyposażenie

#### Wyposażenie standardowe:

---

- aparat Redcord Professional x 1
- aparat Redcord Trainer x 2
- konstrukcja sufitowa x 1
- uchwyt do rąk x 3 pary
- podwieszka pod miednicę x 2
- wzmocniony uchwyt do rąk x 1 para
- podwieszka kkg i kkd x 2
- podwieszka pod głowę x 1
- wałek 15 x 50 x 1
- poduszka sensomotoryczna x 2
- linka 5 m x 2
- linka, czerwona, 60 cm x 1 para
- linka, czerwona, 30 cm x 1 para
- linka elastyczna, czarna, 60 cm x 1 para
- linka elastyczna, czarna, 30 cm x 1 para
- linka elastyczna, czerwona 60 cm x 1 para
- linka elastyczna, czerwona 30 cm x 1 para
- zwalniacz linki x 1
- klipsy x 3
- wieszak na podwieszki i linki x 1
- instrukcja obsługi (książeczka)
- instrukcja obsługi (płyta CD) x 1
- stalowe wsporniki x 1

### Informacje dodatkowe

Wymiana podwieszek, uchwytów i mocowań:

**Redcord** zaleca wszystkim użytkownikom, którzy zakupili podwieszki, uchwyty i mocowania wyprodukowane pomiędzy 2009 a 2011 rokiem, aby natychmiast sprawdzili materiał wykorzystany do zamocowania kółka zaczepowego w kształcie litery D. Czerwony materiał użyty w akcesoriach do mocowania metalowego kółka zaczepowego może ulec osłabieniu w wyniku braku odporności na promieniowanie UV. W przypadku, gdy takie akcesoria były wystawione na światło słoneczne przez dłuższy czas, czerwony materiał mógł ulec osłabieniu, co grozi pęknięciem podczas użytkowania.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie [www.redcord.com.pl/bezpieczenstwo](http://www.redcord.com.pl/bezpieczenstwo)

### Widok 360

#### GPSR

Producent: Redcord AS

Adres: Teknologiveien 11, 4846 Arendal, Norwegia

Email: [redcord@redcord.com](mailto:redcord@redcord.com)

---

Importer: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: [meden@meden.com.pl](mailto:meden@meden.com.pl)

Telefon: +48 94 347 10 43

**Informacje o bezpieczeństwie**

**Galeria produktów:**

