

REDCORD WORKSTATION PROFESSIONAL WALL STAND Z 2 TRAWERSAMI

30 525,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Zestaw Redcord Workstation Professional z konstrukcją przyścienną dla 2 aparatów to niepowtarzalny i efektywny system do przeprowadzenia ćwiczeń funkcjonalnych za pomocą systemu podwieszek, przeznaczony do pomieszczeń w których nie można zamontować zestawu na suficie.

Opis produktu:

Zestaw REDCORD Workstation Professional z konstrukcją przyścienną dla 2 aparatów

- Ćwiczenia z wykorzystaniem systemów **Redcord** to doskonała rehabilitacja i sposób na ćwiczenia usprawniające ciało pacjenta.
- **Zestaw Redcord** umożliwiający wykorzystanie wszystkich możliwości i zalet systemów **Redcord** także w pomieszczeniach, w których nie może zostać zamontowany aparat sufitowy.
- Zapewnia całkowite bezpieczeństwo użytkowania i komfortową pracę z pacjentem.
- W zestawie znajduje się między innymi aparat **Redcord Professional**, aparat **Redcord Trainer**, uchwyty i zaczepy, linki o różnych parametrach, poduszki sensomotoryczne.

Cechy charakterystyczne:

Wygodna przyścienna konstrukcja umożliwiająca efektywną rehabilitację z aparatami **Redcord** bez konieczności stosowania instalacji sufitowej. Bogate wyposażenie zestawu umożliwia pracę z pacjentami bez potrzeby kupowania dodatkowych elementów wyposażenia.

Zastosowanie:

- Rehabilitacja
- Sport
- Fitness

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe:

- linka, czerwona, 30 cm x 1 para
- linka elastyczna, czarna, 60 cm x 1 para

- linka elastyczna, czarna, 30 cm x 1 para
- linka elastyczna, czerwona 60 cm x 1 para
- linka elastyczna, czerwona 30 cm x 1 para
- zwalniacz linki x 1
- klipsy x 3
- wieszak na podwieszki i linki x 1
- stalowe wsporniki x 1 zestaw standardowy
- instrukcja obsługi (książeczka)
- instrukcja obsługi (płyta CD)
- aparat Redcord Professional x 1
- aparat Redcord Trainer x 1
- konstrukcja przyścienna z konstrukcją sufitową x 1
- uchwyt do rąk x 2 pary
- podwieszka pod miednicę x 2
- wzmocniony uchwyt do rąk x 2
- podwieszka kkg i kkd x 2
- podwieszka pod głowę x 1
- wałek 15 x 50 x 1
- poduszka sensomotoryczna x 2
- linka 5 m x 2
- linka, czerwona, 60 cm x 1 para

Informacje dodatkowe

Wymiana podwieszek, uchwytów i mocowań:

Redcord zaleca wszystkim użytkownikom, którzy zakupili podwieszki, uchwyty i mocowania wyprodukowane pomiędzy 2009 a 2011 rokiem, aby natychmiast sprawdzili materiał wykorzystany do zamocowania kółka zaczepowego w kształcie litery D. Czerwony materiał użyty w akcesoriach do mocowania metalowego kółka zaczepowego może ulec osłabieniu w wyniku braku odporności na promieniowanie UV. W przypadku, gdy takie akcesoria były wystawione na światło słoneczne przez dłuższy czas, czerwony materiał mógł ulec osłabieniu, co grozi pęknięciem podczas użytkowania.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie www.redcord.com.pl/bezpieczenstwo

Widok 360

GPSR

Producent: Redcord AS

Adres: Teknologiveien 11, 4846 Arendal, Norwegia

Email: redcord@redcord.com

Importer: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: meden@meden.com.pl

Telefon: +48 94 347 10 43

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

