



Pętla Glissona z orczykiem

145,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-AT-KNB-PGLISSON

Pętla Glissona z orczykiem do ćwiczeń w kabinie ugul

Opis produktu:

Pętla Glissona z orczykiem

To **przyrząd do wyciągu szyjnego**, którego celem jest dystrakcja kręgów szyjnych.

Pętlę Glissona stosuje się w celu odbarczenia stawów kręgosłupa, co prowadzi do zaniku lub złagodzenia dolegliwości bólowych pochodzenia dyskopatycznego.

Wyciągi pośrednie, czy to o charakterze stałej siły ciągu (jak z użyciem **pętli Glissona**), czy o charakterze pulsacyjnym (stosowane głównie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa), należy obecnie zaliczyć do mobilizacji biernych, a właściwie do trakcji.

Pętla Glissona jest przymocowana pod brodą i tyłem głowy oraz nad czubkiem głowy, w połączeniu z aparatem do trakcji lub stosowany przez terapeutę.

Wskazania

- artroza szyjna;
- przykurcze w obrębie szyi, sztywność karku;
- dolegliwości bólowe pochodzenia dyskopatycznego;
- choroby zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa;
- przeciążenia odcinka szyjnego kręgosłupa;
- dyskopatia.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

