

Podwieszka pod głowę

65,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-AT-KNB-PPG

Podwieszka pod głowę do ćwiczeń w kabinie ugul 15x54



Opis produktu:

Podwieszka pod głowę 15x54

- **Podwieszka pod głowę** stosowana jest przede wszystkim w **Uniwersalnych Gabinetach Usprawniania Leczniczego - UGUL**.
- Do podwieszenia służą dwa stalowe zaczepy w postaci kółek.
- **Podwieszka pod głowę** wykorzystywana jest do ćwiczeń w podwieszeniu takich jak, ćwiczenia czynno - bierne, czynne w odciążeniu, czynne z oporem itp. Większość ćwiczeń z jej wykorzystaniem powinny przebiegać pod okiem specjalisty (rehabilitanta).
- **UWAGA: Zdjęcie poglądowe - kolor może się różnić w zależności od partii**

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

