

## Podwieszka ramienna

47,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-AT-KNB-PR

Podwieszka ramienna 10x42 cm do ćwiczeń w kabinie ugul



### Opis produktu:

#### Podwieszka ramienna do ćwiczeń w kabinie UGUL o wymiarach 10 x 42 cm

- **Podwieszka ramienna** stosowana przede wszystkim w **Uniwersalnych Gabinetach Usprawniania Leczniczego** - UGUL.
- Do podwieszenia służą dwa stalowe zaczepy w postaci kółek.
- **Podwieszka ramienna** wykorzystywana jest do ćwiczeń w podwieszeniu takich jak, ćwiczenia czynno bierne, czynne w odciążeniu, czynne z oporem itp.
- Większość ćwiczeń z jej wykorzystaniem powinny przebiegać pod okiem specjalisty (rehabilitanta).
- **UWAGA: Zdjęcie poglądowe - kolor może się różnić w zależności od partii**

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

#### Wyposażenie

#### Informacje dodatkowe

#### Widok 360

### Galeria produktów:

