

Aero

2 299,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Aero składany stół do masażu



Opis produktu:

Stół do masażu AERO

Aero to dwusegmentowy stół aluminiowy o niezwykle lekkiej konstrukcji, kompaktowych wymiarach i łatwej regulacji, stworzony z myślą o najbardziej mobilnych masażystach. Jest wygodny w transporcie i doskonale sprawdza się podczas podróży lotniczych.

Stół jest bestsellerem wśród polskich kadr narodowych w wielu dyscyplinach sportu: od skoków narciarskich, poprzez wioślarstwo, siatkówkę, aż po pływanie. Aero powstał przy współpracy z fizjoterapeutami - przedstawicielami kadr narodowych Polski.

Okrągłe profile aluminiowe z systemem Fast Lock zapewniają doskonałą stabilność, lekkość oraz możliwość szybkiej regulacji wysokości stołu.

Co wyróżnia stół AERO:

- Ultralekka konstrukcja z aluminium o podwyższonej wytrzymałości,
- Estetycznie zaokrąglone naroża blatu
- Szybka regulacja wysokości Fast Lock z numerowanymi otworami,
- Pianka Standard 2,5 cm

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

szerokość 60 lub 70 cm długość 165 / 195 cm Wysokość regulowana stołu od 53 cm do 82 cm co 3.2 cm (10 pozycji)
Wymiary po złożeniu 82 x 60 x 13,5 cm (szer. 60 cm), 82 x 70 x 13,5 cm (szer. 70 cm) Waga stołu (bez wyposażenia, +/- 1 kg) 10 kg (szer. 60cm), 11 kg (szer. 70cm) konstrukcja stołu aluminium Wytrzymałość dynamiczna* 350 kg
Wytrzymałość statyczna** 1400 kg

*Wytrzymałość dynamiczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym obciążeniu dynamicznym, symulującym naprężenia występujące podczas typowego masażu klasycznego.

**Wytrzymałość statyczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym, nieruchomym obciążeniu statycznym.

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- podgłówek regulowany 2D ERGO
- Półka przednia pod ramiona Simply

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

