


## Kostka rehabilitacyjna (30cmx30cmx30cm)

130,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Kostka rehabilitacyjna o wymiarach 30 x 30 x 30 cm  
(długość x szerokość x wysokość)



### Opis produktu:

#### Kostka rehabilitacyjna (30cm x 30cm x 30cm)

- **Kostki rehabilitacyjne** doskonale sprawdzają się w rehabilitacji oraz gimnastyce korekcyjnej.
- Można je wykorzystać do podpierania kolan, stóp, ramion, a także barków pacjenta.
- Wykonane z pianki poliuretanowej, która nie ulega deformacji, obszyte kolorowym skajem.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

##### Parametry techniczne

---

- długość: 30 cm
- szerokość: 30 cm
- wysokość: 30 cm

### Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

### Widok 360

### Galeria produktów:

