



Taboret PL1

290,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Taboret PL1 bez kółek

Opis produktu:

Taboret PL1- bez kółek (Taboret ALFA)

Nieodłącznym elementem każdego gabinetu są **taborety**. W naszej ofercie posiadamy **taborety** w plastikowej czarnej osłonie bądź z chromowaną podstawą. Każdy z nich ma regulowaną wysokość dzięki sprężynie gazowej. Siedziska taboretów pokryte są łatwo zmywalną tkaniną z możliwością wyboru koloru tapicerki. W zależności od modelu taborety mogą zostać wyposażone w kółka ułatwiające ich transport bądź podnózek oraz wygodne oparcie.

- Taboret ze stopkami - bez kółek
- Podstawa oraz osłona taboretu jest plastikowa w kolorze czarnym
- Wysokość siedziska regulowana w prosty sposób dzięki sprężynie gazowej

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

średnica podstawy 60 cm wysokość regulowana 43 - 55 cm średnica siedziska 34 cm waga 5,4 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe:

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

MODEL/DANE ŚREDNICA PODSTAWY WYSOKOŚĆ ŚREDNICA SIEDZISKA WAGA REGULACJA PODNÓŻKA PL1
60 cm 43 - 55 cm 34 cm 5,4 kg - ZOBACZ PL2 60 cm 48 - 60 cm 34 cm 5,6 kg - ZOBACZ CH1 62 cm 44 - 55 cm 34 cm
6,4 kg - ZOBACZ CH2 62 cm 47 - 59 cm 34 cm 6,9 kg - ZOBACZ PL3 60 cm 63 - 87 cm 34 cm 7,5 kg 18 - 45 cm ZOBACZ
PL4 60 cm 63 - 87 cm 34 cm 11,2 kg 18 - 45 cm ZOBACZ CH3 62 cm 57 - 72 cm 34 cm 8,6 kg 25 - 45 cm ZOBACZ CH4
62 cm 57 - 72 cm 34 cm 12,3 kg 25 - 45 cm ZOBACZ

Widok 360

Galeria produktów:

