



## Taboret PL3

450,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Taboret PL3 na kółkach wraz z podnóżkiem

### Opis produktu:

#### Taboret PL3 na kółkach wraz z podnóżkiem ( Taboret GAMMA)

Nieodłącznym elementem każdego gabinetu są **taborety**. W naszej ofercie posiadamy **taborety** w plastikowej czarnej osłonie bądź z chromowaną podstawą. Każdy z nich ma regulowaną wysokość dzięki sprężynie gazowej. Siedziska taboretów pokryte są łatwo zmywalną tkaniną z możliwością wyboru koloru tapicerki. W zależności od modelu **taborety** mogą zostać wyposażone w kółka ułatwiające ich transport bądź podnózek oraz wygodne oparcie.

- **Taboret GAMMA** na podgumowanych kółkach wyposażony w wygodny podnózek
- Chromowana sprężyna gazowa i stabilna podstawa
- Wysokość siedziska regulowana w prosty sposób dzięki sprężynie gazowej.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

##### Parametry techniczne:

średnica podstawy 60 cm wysokość regulowana 63 - 87 cm średnica siedziska 34 cm waga 7,5 kg regulacja podnóżka 18 - 45 cm

### Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

**Informacje dodatkowe:**

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

**MODEL/DANE ŚREDNICA PODSTAWY WYSOKOŚĆ ŚREDNICA SIEDZISKA WAGA REGULACJA PODNÓŻKA** PL1 60 cm 43 - 55 cm 34 cm 5,4 kg - ZOBACZ PL2 60 cm 48 - 60 cm 34 cm 5,6 kg - ZOBACZ CH1 62 cm 44 - 55 cm 34 cm 6,4 kg - ZOBACZ CH2 62 cm 47 - 59 cm 34 cm 6,9 kg - ZOBACZ PL3 60 cm 63 - 87 cm 34 cm 7,5 kg 18 - 45 cm ZOBACZ PL4 60 cm 63 - 87 cm 34 cm 11,2 kg 18 - 45 cm ZOBACZ CH3 62 cm 57 - 72 cm 34 cm 8,6 kg 25 - 45 cm ZOBACZ CH4 62 cm 57 - 72 cm 34 cm 12,3 kg 25 - 45 cm ZOBACZ

**Widok 360****GPSR**

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: [biurokinesis@kinesis.com.pl](mailto:biurokinesis@kinesis.com.pl)

Telefon: +48 13 435 06 67

**Informacje o bezpieczeństwie****Galeria produktów:**

