

## Taboret CH1

490,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Taboret CH1 na chromowanych nóżkach bez kótek



### Opis produktu:

#### Taboret CH1 na chromowanych nóżkach bez kótek(Taboret DELTA)

Nieodłącznym elementem każdego gabinetu są taborety. W naszej ofercie posiadamy **taborety** w plastikowej czarnej osłonie bądź z chromowaną podstawą. Każdy z nich ma regulowaną wysokość dzięki sprężynie gazowej. Siedziska taboretów pokryte są łatwo zmywalną tkaniną z możliwością wyboru koloru tapicerki. W zależności od modelu **taborety** mogą zostać wyposażone w kółka ułatwiające ich transport bądź podnózek oraz wygodne oparcie.

- Taboret wyposażony w chromowane nóżki, osadzone są na stabilnych stopkach.
- Chromowana sprężyna gazowa, dzięki której można łatwo i sprawnie regulować wysokość taboretu.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

##### Parametry techniczne:

---

średnica podstawy 62 cm wysokość regulowana 44 - 55 cm średnica siedziska 34 cm waga 6,4 kg

### Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

#### Informacje dodatkowe:

---

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

**MODEL/DANE ŚREDNICA PODSTAWY WYSOKOŚĆ ŚREDNICA SIEDZISKA WAGA REGULACJA PODNÓŻKA** PL1 60 cm 43 - 55 cm 34 cm 5,4 kg - ZOBACZ PL2 60 cm 48 - 60 cm 34 cm 5,6 kg - ZOBACZ CH1 62 cm 44 - 55 cm 34 cm 6,4 kg - ZOBACZ CH2 62 cm 47 - 59 cm 34 cm 6,9 kg - ZOBACZ PL3 60 cm 63 - 87 cm 34 cm 7,5 kg 18 - 45 cm ZOBACZ PL4 60 cm 63 - 87 cm 34 cm 11,2 kg 18 - 45 cm ZOBACZ CH3 62 cm 57 - 72 cm 34 cm 8,6 kg 25 - 45 cm ZOBACZ CH4 62 cm 57 - 72 cm 34 cm 12,3 kg 25 - 45 cm ZOBACZ

## Widok 360

## GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: [biurokinesis@kinesis.com.pl](mailto:biurokinesis@kinesis.com.pl)

Telefon: +48 13 435 06 67

## Informacje o bezpieczeństwie

## Galeria produktów:

