



Taboret CH3

700,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Taboret CH3 na kółkach wraz z chromowanymi nóżkami oraz podnóżkiem

Opis produktu:

Taboret CH3 na chromowanych nóżkach + kółka + podnózek (Taboret OMEGA)

Nieodłącznym elementem każdego gabinetu są **taborety**. W naszej ofercie posiadamy **taborety** w plastikowej czarnej osłonie bądź z chromowaną podstawą. Każdy z nich ma regulowaną wysokość dzięki sprężynie gazowej. Siedziska taboretów pokryte są łatwo zmywalną tkaniną z możliwością wyboru koloru tapicerki. W zależności od modelu **taborety** mogą zostać wyposażone w kółka ułatwiające ich transport bądź podnózek oraz wygodne oparcie.

- Taboret na chromowanej podstawie z kółkami i podnóżkiem
- Wyposażony w niezawodny mechanizm regulacji siedziska przy pomocy sprężyny gazowej
- Wygodny podnózek z możliwością regulacji
- Solidna chromowana podstawa na podgumowanych kółkach

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

średnica podstawy 62 cm wysokość regulowana 57 - 72 cm średnica siedziska 34 cm waga 8,6 kg regulacja podnóżka 25-45 cm

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe:

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

MODEL/DANE ŚREDNICA PODSTAWY WYSOKOŚĆ ŚREDNICA SIEDZISKA WAGA REGULACJA PODNÓŻKA PL1
60 cm 43 - 55 cm 34 cm 5,4 kg - ZOBACZ PL2 60 cm 48 - 60 cm 34 cm 5,6 kg - ZOBACZ CH1 62 cm 44 - 55 cm 34 cm
6,4 kg - ZOBACZ CH2 62 cm 47 - 59 cm 34 cm 6,9 kg - ZOBACZ PL3 60 cm 63 - 87 cm 34 cm 7,5 kg 18 - 45 cm ZOBACZ
PL4 60 cm 63 - 87 cm 34 cm 11,2 kg 18 - 45 cm ZOBACZ CH3 62 cm 57 - 72 cm 34 cm 8,6 kg 25 - 45 cm ZOBACZ CH4
62 cm 57 - 72 cm 34 cm 12,3 kg 25 - 45 cm ZOBACZ

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

