



Taboret CH4

940,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Taboret CH4 na kółkach wraz z chromowanymi nóżkami oraz podnóżkiem i oparciem

Opis produktu:

Taboret CH4 na kółkach wraz z chromowanymi nóżkami oraz podnóżkiem i oparciem

Nieodłącznym elementem każdego gabinetu są taborety. W naszej ofercie posiadamy taborety w plastikowej czarnej osłonie bądź z chromowaną podstawą. Każdy z nich ma regulowaną wysokość dzięki sprężynie gazowej. Siedziska taboretów pokryte są łatwo zmywalną tkaniną z możliwością wyboru koloru tapicerki. W zależności od modelu taborety mogą zostać wyposażone w kółka ułatwiające ich transport bądź podnózek oraz wygodne oparcie.

- **Taboret** na podgumowanych kółkach wyposażony w wygodny podnózek wraz z chromowaną sprężyną gazową i stabilną podstawą
- **Taboret** posiada chromowane ramię oparcia.
- Wyposażony w wygodny podłokietnik.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

średnica podstawy 62 cm wysokość regulowana 57 - 72 cm średnica siedziska 34 cm waga 12,3 kg regulacja podnóżka 25 - 45 cm

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe:

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

MODEL/DANE ŚREDNICA PODSTAWY WYSOKOŚĆ ŚREDNICA SIEDZISKA WAGA REGULACJA PODNÓŻKA PL1 60 cm 43 - 55 cm 34 cm 5,4 kg - ZOBACZ PL2 60 cm 48 - 60 cm 34 cm 5,6 kg - ZOBACZ CH1 62 cm 44 - 55 cm 34 cm 6,4 kg - ZOBACZ CH2 62 cm 47 - 59 cm 34 cm 6,9 kg - ZOBACZ PL3 60 cm 63 - 87 cm 34 cm 7,5 kg 18 - 45 cm ZOBACZ PL4 60 cm 63 - 87 cm 34 cm 11,2 kg 18 - 45 cm ZOBACZ CH3 62 cm 57 - 72 cm 34 cm 8,6 kg 25 - 45 cm ZOBACZ CH4 62 cm 57 - 72 cm 34 cm 12,3 kg 25 - 45 cm ZOBACZ

Widok 360

GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 67

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:



